

# Квик тестер

Для быстрого определения рН, общей щелочности и свободного хлора

1. Погрузите полоску полностью в воду на одну секунду и выньте подложкой вверх. Не стряхивайте капли воды.
2. Выдержите тест 15 секунд.
3. Сравните рН, щелочь и свободный хлор с цветовой таблицей на упаковке.

Первый показатель низкое содержание	-	слишком
Второй и третий показатель содержание	-	нормальное
Четвертый показатель содержание	-	высокое
Пятый показатель высокое содержание	-	очень

**ВАЖНО:** Держите упаковку плотно закрытой, защищайте от сырости, храните в прохладном, недоступном для детей месте.

**Не глотать.**

